


# EXPLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA IMPLANTACIÓN DE ICL:



La ICL es una lente extraordinariamente fina y delicada. Mide 12 x 6 mm. (arriba, izq)

Para implantarla en la cámara anterior del ojo se pliega, casi enrollada, y se introduce en un tubito (cartucho) con unas pinzas (arriba, dcha). Después se desliza hasta la punta con una esponjita (dcha). (La lente casi no se ve)



Para implantar la ICL se hace una pequeña incisión en el lateral de la córnea (izq, arriba), el cartucho con la lente en su interior se coloca en un inyector (similar a un bolígrafo, dcha, arriba). La punta del inyector se coloca en el borde de la incisión y girando la capucha poco a poco la lente se va deslizando hasta entrar, enrollada, en la cámara anterior. Una vez está dentro la lente se va desplegando con mucha suavidad y se coloca en la posición adecuada. La incisión es tan pequeña que no precisa puntos.

